

ABiIS - Улучшение #1332

#S10201. Storage. Установлено

23-05-2018 17:19 - Андрей Швыдко

Статус:	Закрыта	Дата начала:	23-05-2018
Приоритет:	Нормальный	Дата завершения:	
Назначена:	Андрей Швыдко	Готовность:	100%
Категория:		Оценка трудозатрат:	0.00 час
Версия:	044 04.06.2018 09:00:00	Трудозатраты:	0.00 час
Важность:	100	Применение:	
Сложность:	1	Время на тест:	
Цель:			
Описание			
1.Если оборудование установлено, нет возможности просмотреть его историю без "возврата на склад". 2.Нет возможности "увидеть" серийный номер.			

История

#1 - 23-05-2018 17:19 - Андрей Швыдко

- Параметр Назначена изменился на Андрей Швыдко
- Параметр Версия изменился на 044 04.06.2018 09:00:00

#2 - 24-05-2018 09:12 - Андрей Швыдко

- Параметр Версия изменился с 044 04.06.2018 09:00:00 на 043 21.05.2018 09:00:00

#3 - 24-05-2018 09:15 - Андрей Швыдко

- Параметр Статус изменился с Новая на В работе

#4 - 24-05-2018 09:15 - Андрей Швыдко

- Параметр Статус изменился с В работе на На тестировании
- Параметр Готовность изменился с 0 на 90

#5 - 24-05-2018 14:43 - Лариса Васкан

- Параметр Статус изменился с На тестировании на Решена

#6 - 24-05-2018 14:51 - Лариса Васкан

- Параметр Статус изменился с Решена на Обратная связь

В меню Настройка/Склад/Установлено - История и в меню Настройка/Склад/История добавить поле Серийный номер

#7 - 24-05-2018 15:09 - Андрей Швыдко

- Параметр Статус изменился с Обратная связь на На тестировании

#8 - 04-06-2018 09:12 - Андрей Швыдко

- Параметр Версия изменился с 043 21.05.2018 09:00:00 на 044 04.06.2018 09:00:00

#9 - 05-06-2018 09:54 - Лариса Васкан

- Параметр Статус изменился с На тестировании на Решена

#10 - 14-06-2018 10:08 - AsmodeuS Asm

- Параметр Статус изменился с Решена на Закрыта

- Параметр Готовность изменился с 90 на 100